


Righello per misurare la PD – la distanza interpupillare

(PD = Pupillary distance = la distanza interpupillare)



Come misurare la tua PD- la distanza interpupillare

1. Stampate questa pagina (sulle opzioni della stampante selezionate "grandezza reale").
2. Controllate la grandezza del righello confrontandola con un righello reale
3. Ritagliate il righello seguendo l'indicazione e piegatelo a metà per lungo
4. Misurate la distanza interpupillare:
 - mettere la parte ritagliata sull'attaccatura del naso
 - posizionatevi davanti allo specchio e guardate dritto; potete farlo con l'aiuto di qualcuno
 - scrivete il valore della distanza interpupillare (PD) prendendo a riferimento il centro della pupilla destra (R) e sinistra (L) guardando dalla propria prospettiva
5. Inserite il valore della distanza interpupillare su alensa.it

